

C-STOP WIPES 2%

VORGETRÄNKTE TÜCHER ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION

**C.DIFF.-WIRKSAM.
SICHER. EFFEKTIV.**

C-STOP WIPES 2% sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Desinfektionstücher für die schnelle und sichere Desinfektion von Oberflächen im medizinischen und pflegerischen Umfeld.



GEBRAUCHSFERTIG. PLASTIKFREI. C.DIFF.-WIRKSAM.



C.DIFF.-
wirksam



Bakterizid
levurozid



Begrenzt
viruzid
(inkl. HIV, HBV,
HCV, Vaccinia)



Schnelle
Einwirkzeit



Plastikfreie
Tücher



Hautfreundliche
Formulierung



Praktische
Verpackung



Hohe
Materialverträglichkeit

SICHERHEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

- ✓ Wirksam gegen C. difficile, MRSA, Noroviren u. v. m.
- ✓ Geprüfte Wirksamkeit nach aktuellen europäischen Normen
- ✓ Für Flächen in Risikobereichen und sensiblen Einrichtungen
- ✓ Ideal zur Unterbrechung von Infektionsketten

EFFIZIENT IN DER ANWENDUNG

- ✓ Gebrauchsfertige Anwendung – kein Anmischen
- ✓ Gleichmäßige Benetzung und schnelle Wirkung
- ✓ Kurze Einwirkzeiten – spart Zeit im Arbeitsalltag
- ✓ Ideal für die Routinedesinfektion zwischendurch

NACHHALTIG & HAUTFREUNDLICH

- ✓ Plastikfreie Tücher – aus nachwachsenden Fasern
- ✓ Angenehm im Geruch
- ✓ Hautfreundlich und dermatologisch getestet*
- ✓ Hohe Materialverträglichkeit

GEPRÜFTE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	gering	3 Min.
Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	hoch	5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	gering	15 Min.
Bakteriensporen			
Wirksam gegen C. difficile	EN 17126 / EN 17846	gering	60 Min.
Viren (Noro, Adeno, MNV, Polio)			
Viruzid	EN 14476	gering	5 Min.

IDEAL FÜR



KRINKO-konforme Hygiene

C-STOP WIPES unterstützen die Umsetzung der KRINKO-Empfehlungen zur Flächendesinfektion und tragen zur Erhöhung der Patientensicherheit bei.



Die Kombination aus geprüfter Wirksamkeit, anwenderfreundlicher Handhabung und nachhaltiger Tuchqualität macht C-STOP WIPES zur ersten Wahl für moderne Hygienestandards.

JETZT KOSTENLOS TESTEN!

Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit und Qualität der C-STOP WIPES 2%.

**MUSTER
ANFORDERN!**



www.c-stop-wipes.de



info@hygieneexperten.de



0361 777 93 170



C.DIFF.-WIRKSAM

C-STOP WIPES 2%

Sporizide Biotücher für moderne Flächendesinfektion

Mehr Reichweite. Mehr Wirtschaftlichkeit. Mehr Sicherheit.

C-STOP WIPES 2% sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Desinfektionstücher, die durch optimierten Tränkgrad und hochwertige, plastikfreie Tuchqualität maximale Reichweite, kontrollierte Wirkstoffabgabe und nachhaltige Sicherheit im klinischen und pflegerischen Umfeld bieten.



Wasserbasiert schlägt Alkohol

Tücher mit wasserbasierten Lösungen erzielen eine deutlich höhere Reichweite als alkoholgetränkte Produkte.



Tränkgrad ist entscheidend

Je höher die Flüssigkeitsmenge pro Tuch, desto größer ist die effektiv benetzbare Fläche.



Weniger ist teurer

Geringe Tränkmengen senken zwar Herstellungskosten, erhöhen aber den Materialverbrauch und senken die Wirtschaftlichkeit.



Optimierter Tränkgrad spart Material

Ein hoher Tränkgrad reduziert den Gesamtverbrauch an Tüchern für dieselbe Fläche massiv.



1 m² Barriere

Die meisten alkoholischen Produkte liegen bei der Flächenleistung unter 1 m² pro Tuch.

Vergleich der Flächenleistung führender Produkttypen (Studie)

	C-STOP WIPES (wasserbasiert)	Tränkflüssigkeit pro Tuch: 8,8 g	2,0 m²
	Mikrozid universal (alkoholisch)	Tränkflüssigkeit pro Tuch: 6,4 g	0,8 m²
	Incidin Oxy wipes (Peroxid)	Tränkflüssigkeit pro Tuch: 5,9 g	0,9 m²



Der Reichweiten-Multiplikator in der Praxis



Ein Tuch mit optimiertem Tränkgrad desinfiziert fast die dreifache Fläche.



Manuelle Anwendungstests auf Großflächen belegen sogar noch extremere Werte (z. B. C-STOP WIPES bis zu 2,8 m² vs. mikrozid PAA+ 1,3 m²). Ein Tuch ersetzt drei.

0,7 m² – Bacillol 30 Sensitive (6,2 g Flüssigkeit)

2,0 m² – C-STOP WIPES (8,6 g Flüssigkeit)

Warum Biotücher der neue Standard sind

1. Nachhaltigkeit

Biotücher unterstützen ressourcenschonende Desinfektionsprozesse und reduzieren unnötigen Materialverbrauch.

2. Gleichmäßige Wirkstoffabgabe

Optimierte Tuchstruktur für kontrollierte Wirkstoffabgabe ohne starke Verteilungsgradienten.

3. Hohe Reichweite

Mehr Flächendeckung pro Tuch durch effiziente Wirkstoffaufnahme und kontrollierte Abgabe.

4. Ökologie & Verantwortung

Sporizide Sicherheit mit moderner ökologischer Perspektive für Kliniken, Pflege, Labore und Reinräume.

Klassisches Tuch – ungleichmäßige Wirkstoffabgabe

ANFANG
MITTE
ENDE

C-STOP Biotuch – kontrollierte Wirkstoffabgabe

ANFANG
MITTE
ENDE



Sporizide Sicherheit muss nicht verschwenderisch sein.



Sporizid wirksam gegen *C. difficile* & weitere sporenbildende Erreger.



Einfach in der Anwendung perfekt für sensible Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen.



Zeit- und kosteneffizient Weniger Tücher, weniger Abfall, mehr Sicherheit im Alltag.



C-STOP WIPES – das einzige sporizide Biotuch am Markt.

Jetzt kostenlos testen!

Überzeugen Sie sich selbst von Reichweite, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der C-STOP WIPES 2%.

MUSTER ANFORDERN!



www.c-stop-wipes.de



info@hygieneexperten.de



0361 777 93 170



Hygiene & Reinigungsexperten GmbH & Co. KG · Fichtenweg 20 · 99098 Erfurt



Professionelle Hygiene. Sichere Prozesse. Für eine gesunde Zukunft.