

C-STOP WIPES 2%

FÜR RETTUNGSDIENST & NOTFALLMEDIZIN

SAUBER. SICHER. SCHÜTZT.

GEBRAUCHSFERTIGE, VORGETRÄNKTE
DESINFEKTIONSTÜCHER
FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE HYGIENE –
WANN UND WO IMMER SIE GEBRAUCHT WIRD.



SCHNELL & EFFEKTIV
Wirksam ab
3 Minuten



SICHER IN JEDEM EINSATZ
Wirksam gegen
Keime, Bakterien
und Viren



PRAKTISCH & SOFORT EINSATZBEREIT
Einfach entnehmen,
abwischen, fertig

C.DIFF.-WIRKSAM. ZUVERLÄSSIG. GEBRAUCHSFERTIG.



**C.DIFF.-
wirksam**



**Bakterizid
levurozid**



**Begrenzt
viruzid**
(inkl. HIV, HBV,
HCV, Vaccinia)



**Schnelle
Einwirkzeit**



**Plastikfreie
Tücher**



**Hautfreundliche
Formulierung**



**Praktische
Verpackung**



**Hohe
Materialverträglichkeit**

IDEAL FÜR DEN RETTUNGSDIENST

- ✓ Tragen, Fahrtragen und Liegeflächen
- ✓ Medizinische Geräte und Monitoring
- ✓ Tragegriffe, Haltegriffe und Oberflächen
- ✓ Fahrzeuginnenraum und -oberflächen
- ✓ Absauggeräte, Infusionspumpen, EKG, AED u. v. m.
- ✓ Schnelle Zwischen- und Abschlussdesinfektion



SICHERHEIT FÜR PATIENTEN & PERSONAL

Breites Wirkungsspektrum für maximale Hygiene bei jedem Einsatz.



EFFIZIENT & ZEITSPAREND

Gebrauchsfertige Tücher für schnelle Desinfektion zwischen den Einsätzen.



MATERIALSCHONEND

Hohe Materialverträglichkeit – ideal für sensible Materialien und Oberflächen.

GEPRÜFTE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	gering / hoch	3 Min. / 5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	gering	15 Min.
Bakteriensporen			
Wirksam gegen C. difficile	EN 17126 / EN 17846	gering	60 Min.
Viren (Noro, Adeno, MNV, Polio)			
Viruzid	EN 14476	gering	5 Min.

FÜR DEN EINSATZ. ÜBERALL.



Rettungswagen



Notfalltaschen



Tragen & Fahrtragen



Medizinische Geräte



Geräte & Zubehör



Innenraum & Oberflächen



Sanitärräume & Bereitschaft



Zivilschutz & Katastrophenschutz

- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Kein Nachspülen erforderlich

- ✓ Dermatologisch getestet*
- ✓ Angenehm im Geruch



Ideal für hektische Situationen und hohe Einsatzfrequenz



JETZT KOSTENLOS TESTEN!

Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit und Qualität der C-STOP WIPES 2 %.

MUSTER ANFORDERN!



www.c-stop-wipes.de



info@hygieneexperten.de



0361 777 93 170

Mehr Infos hier!

