

Vorgetränkte Tücher zur Reinigung und Desinfektion

Plastikfreie Tücher mit optimaler Wirkstoffabgabe

C-DIFF.-WIRKSAM

2%

C-STOP WIPES

100 Tücher zur Flächendesinfektion

Powered by SUMO.

C-STOP WIPES 2%

VORGETRÄNKTE TÜCHER ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION

FÜR PHARMA & REINRAUM C/D BEREICHE

C-STOP WIPES 2% sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher für die schnelle und sichere Reinigung und Desinfektion sensibler Oberflächen in pharmazeutischen und kontrollierten Produktionsbereichen. Ideal für strukturierte Hygienekonzepte in Reinraumzonen C und D.

GEBRAUCHS-FERTIG

PLASTIKFREIE TÜCHER

C/D FÜR REINRAUM C/D

MODERNE HYGIENE FÜR KONTROLLIERTE BEREICHE

GEBRAUCHSFERTIG. PLASTIKFREI. EFFIZIENT FÜR KONTROLLIERTE BEREICHE.

Gebrauchsfertig

Bakterizid

Begrenzt viruzid

Schnelle Einwirkzeit

Plastikfreie Tücher

Hautfreundliche Formulierung

Praktische Verpackung

Hohe Materialverträglichkeit

SICHERHEIT FÜR SENSIBLE BEREICHE

- ✓ Für kontrollierte Hygiene in pharmazeutischen Umgebungen
- ✓ Geeignet für Oberflächen in Reinraumzonen C und D
- ✓ Unterstützt standardisierte Reinigungs- und Desinfektionsabläufe
- ✓ Für sensible Produktions- und Laborbereiche

EFFIZIENT IN DER ANWENDUNG

- ✓ Gebrauchsfertig – kein Anmischen notwendig
- ✓ Schnell und einfach in Arbeitsabläufe integrierbar
- ✓ Gleichmäßige Benetzung der Oberflächen
- ✓ Praktische Lösung für Routine- und Zwischenreinigung

NACHHALTIG & ANWENDERFREUNDLICH

- ✓ Plastikfreie Tücher – aus nachwachsenden Fasern
- ✓ Angenehm in der Anwendung
- ✓ Hautfreundliche Formulierung
- ✓ Hohe Materialverträglichkeit

GEPRÜFTE WIRKSAMKEIT			
Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	gering hoch	3 Min. 5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	gering	15 Min.
Bakteriensporen			
Wirksam gegen C. difficile	EN 17126 / EN 17846		60 Min.
Viren (Noro, Adeno, MNV, Polio)			
Viruzid	EN 14476	gering	5 Min.

IDEAL FÜR

Reinraum C/D

Pharmaproduktion

Abfüllbereiche

Labore

Materialschleusen

Umkleiden

Qualitätskontrolle

Verpackungsbereiche

HYGIENE FÜR KONTROLLIERTE PROZESSE

C-STOP WIPES unterstützen strukturierte Hygienemaßnahmen in pharmazeutischen und kontrollierten Bereichen und tragen zu sicheren, effizienten und anwenderfreundlichen Abläufen bei.

Die Kombination aus geprüfter Wirksamkeit, gebrauchsfertiger Anwendung und anwenderfreundlicher Handhabung macht C-STOP WIPES zu einer starken Lösung für moderne Hygienestandards in Pharma und Reinraum C/D Bereichen.

JETZT KOSTENLOS TESTEN!

Überzeugen Sie sich selbst von Qualität, Anwenderfreundlichkeit und Eignung für kontrollierte Bereiche.

www.c-stop-wipes.de

info@hygieneexperten.de

0361 777 93 170

Hygiene & Reinigungsexperten GmbH & Co. KG

BAUA Reg.-Nr.: N-118715 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.